

MomCare Těhotenský a poporodní podpůrný pás s přidavnými popruhy pro zmírnění pánevních bolestí MomCare Tehotenský a popôrodný podporný pás s prídavnými popruhmi na zmiernenie bolestí panvy

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Pás je speciálně navržen pro řešení silných pánevních bolestí spojených s těhotenstvím. Tento pružný neoprenový pás je snadno použitelný a snadno nastavitelný, aby poskytoval maximální podporu děložní stěny a zmírňoval pánevní a vaginální tlak. Používáním tohoto inovativního pásu předejdete mnohým těhotenským bolestem a nepohodlí. Pás můžete nosit zejména ve dne, dle potřeby i v noci.

Podpůrný pás MomCare by Lina je navržen tak, aby podepřel váš pas, břicho a děložní stěnu, čímž **může pomoci při:**

- pánevních bolestech vycházejících z dysfunkce symfýzy a pletence pánevního
- podepření pánevního dna, zmírnění pocitu tlaku a tíhy
- rozložení hmotnosti a pohyblivosti
- poklesu dělohy
- tříselné a stehenní kýle
- vaginálních nebo vulvárních varixech


Další charakteristika

- snadno nastavitelný pro maximální podporu
- vyroben z vysoce kvalitního neoprenu
- pohodlný, pružný a lehký
- lze prát v pračce
- velikosti S-M (délka 100 cm) a L-XL (délka 134 cm)
- černá barva

Další specifikace

- materiál: 100% nylon
- podšívka: 100% neopren
- suché zipy: 100% nylon
- ruční praní
- položte na rovnou plochu a nechte uschnout
- nežehlit
- nebělit

Jak nosit



1. Nasazení pásu

Pás si pevně oviňte kolem boků tak, aby zadní část byla výše, přes pas a přední část pod břichem.

2. Uchycení popruhů

Přípevněte popruhy k přední části pásu. Začněte je připevňovat 5 cm od středu pánevní oblasti na každou stranu.

3. Překřížení popruhů

Překřížte je ve tvaru písmene X mezi nohama.

4. Uchycení popruhů

Přípevněte popruhy k zadní části pásu. Nastavte popruhy na přední/zadní straně pásu pro maximální podporu pánevního dna a ideální přizpůsobení.

SK

Pás je špeciálne navrhnutý na riešenie silnej bolesti panvy spojenej s tehotenstvom. Tento elastický neoprénový pás sa ľahko používa a je nastaviteľný tak, aby poskytoval maximálnu podporu steny maternice a zmiernoval tlak v panve a pošve. Používaním tohto inovatívneho pásu predídete mnohým tehotenským nepríjemnostiam. Pás môžete nosiť najmä počas dňa alebo podľa potreby aj v noci.

Podporný pás MomCare by Lina je navrhnutý tak, aby podoprel váš pás, brucho a stenu maternice, čo **môže pomôcť pri:**


- bolesti panvy vyplývajúcej z dysfunkcie symfýzy a panvového pletenca
- podoprení panvového dna, zmiernení pocitu tlaku a ťažoby
- rozložení hmotnosti a pohyblivosti
- prolapse maternice
- trieslovej a stehennej prietrže
- vaginálnych alebo vulvárnych varixoch

Ďalšie charakteristiky

- ľahko nastaviteľný pre maximálnu podporu
- vyrobený z kvalitného neoprénu
- pohodlný, pružný a ľahký
- možno prať v práčke
- veľkosti S-M (dĺžka 100 cm) a L-XL (dĺžka 134 cm)
- čierna farba

Ďalšie špecifikácie

- materiál: 100% nylon
- podšívka: 100% neoprén
- suchý zips: 100% nylon
- ručné pranie
- položte na rovný povrch a nechajte uschnúť
- nežehliť
- nebieliť



Ako nosiť

1. Nasadenie pásu

Pás si pevne oviňte okolo bokov tak, aby zadná časť bola vyššie, cez pás, a predná časť bola pod bruškom.

2. Pripevnenie popruhov

Pripevnite popruhy k prednej časti pásu. Začnite ich pripevňovať 5 cm od stredu panvovej oblasti na každej strane.

3. Prekriženie popruhov

Prekrižte ich v tvare písmena X medzi nohami.

4. Pripevnenie popruhov

Pripevnite popruhy k zadnej časti pásu. Nastavte popruhy na prednej/zadnej strane pásu pre maximálnu podporu panvového dna a ideálne prispôsobenie.