

Základní sada pro poporodní zotavení - po vaginálním porodu
Základná sada pre popôrodné zotavenie - po vaginálnom pôrode

Obsahuje:

MomCare Poporodní hygienické vložky 18ks
MomCare Popôrodné hygienické vložky 18ks

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Popis produktu:

Více velikostí v jednom balení pro vaše pohodlí (6 ks extra vložek, 6 ks maxi vložek a 6 ks nočních vložek). Poporodní vložky MomCare by Lina jsou speciálně navrženy tak, aby zachytily krevní sraženiny, zbytky tkáně vylučované z dělohy během prvních dnů a nocí po porodu nebo jiných gynekologických zákrocích. Díky svému speciálnímu designu poskytují maximální ochranu během pobytu v nemocnici. Doporučují se nosit s poporodními přátelskými kalhotkami MomCare by Lina.

Vlastnosti:

Jednotlivě balené • hygienické • bez latexu, parfému a chloridu • 3 různé velikosti podle potřeby • extra savé • s lepící páskou • speciální anatomický tvar kopíruje linii těla a poskytuje pohodlí • vyrobeno z netkaného materiálu, měkká vrchní bavlněná vrstva zachovává původní barvu, zápach a strukturu výtoku, což poskytuje důležité informace pro lékaře v případě infekce • absorpční kuličky odvádějí tekutinu do vnitřku vložky a mění ji v gel • měkké a pružné boky zajišťují pohodlné nošení • prodyšná a nepromokavá spodní vrstva zabraňuje prosáknutí tekutiny.

Vyrobena z přírodní buničiny pocházející z trvale udržitelných lesů (certifikát PEFC). Při výrobě se používá 100% ekologická energie, netestováno na zvířatech.

SK

Popis produktu:

Viacero veľkostí v jednom balení pre vaše pohodlie (6 ks extra vložiek, 6 ks maxi vložiek a 6 ks nočných vložiek). Popôrodné vložky MomCare by Lina sú špeciálne navrhnuté tak, aby zachytili krvné zrazeniny, zvyšky tkaniva vylučované z maternice počas prvých dní a nocí po pôrode alebo iných gynekologických zákrokoch. Vďaka svojmu špeciálnemu dizajnu poskytujú maximálnu ochranu počas pobytu v nemocnici. Odporúčajú sa nosiť s popôrodnými príateľnými nohavičkami MomCare by Lina.

Vlastnosti:

Jednotlivo balené • hygienické • bez latexu, parfumov a chloridov • 3 rôzne veľkosti podľa vašich potrieb • extra absorpčné • s lepiacou páskou • špeciálny anatomický tvar kopíruje líniu tela a poskytuje pohodlie • vyrobené z netkaného materiálu, mäkká bavlnená vrchná vrstva zachováva pôvodnú farbu, zápach a štruktúru výtoku a poskytuje dôležité informácie pre lekára v prípade infekcie • absorpčné guľôčky odvádzajú tekutinu do vnútra vložky a menia ju na gél • mäkké a pružné boky zaisťujú pohodlné nosenie • priedušná a nepremokavá spodná vrstva zabraňuje presiaknutiu tekutiny.

Vyrobené z prírodnej buničiny pochádzajúcej z trvalo udržateľných lesov (certifikát PEFC). Pri výrobe sa používa 100% ekologická energia, netestované na zvieratách.

MomCare IcePad Chladicí vložka
MomCare IcePad Chladiaca vložka

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Popis výrobku:

- Kombinace jednorázového studeného obkladu a hygienické vložky větších rozměrů s vysokou savou účinností a s upevňovacím proužkem vhodná pro období po porodu (2 v 1).
- Studený obklad šitý na míru cíleně zklidňuje poraněnou, citlivou oblast hráze, poskytuje příjemný, osvobozující pocit ve dnech po porodu.
- Pomáhá při zmenšování otoku.
- Zmírňuje příznaky případných zánětů.
- Následkem chladu dochází ke zmírnění krvácení.
- Napomáhá rychlejší regeneraci.
- Praktická manipulace bez zmrazování.

Návod k použití:

1. Před použitím skladujte vložku při pokojové teplotě.
2. Silným tlakem vložku zmáčkněte v uzavřeném balení, jako byste ji chtěli zlomit, tak dlouho, dokud bublina uvnitř nepraskne (obr.a).
3. Třeste obsahem balení po dobu 5-10 sekund, dokud vložka nezačne chladit (obr.b).
4. Pro použití odstraňte vnější obal a stáhněte lepící pásek (obr.c).
5. Chladicí účinek trvá déle než 30 minut.
6. Určeno k jednorázovému použití, po použití vyhod'te.

Upozornění:

- Pouze k vnějšímu použití.
- V případě náhodného požití vypijte jednu až dvě sklenice vody a vyhledejte lékaře.
- Udržujte mimo dosah ohně, otevřeného plamene nebo hořlavých materiálů.
- Chladicí vložku netrhejte. Pokud by se tekutina v ní obsažená dostala do styku s pokožkou, zasáhla oči nebo otevřenou ránu – provádějte opláchnutí silným proudem vody a vyhledejte lékaře.
- Výrobek nedávejte do ledničky, neboť při použití může následně chladicí vložka způsobit omrzliny.
- Pokud před použitím zjistíte prosakování, výrobek okamžitě vyhod'te.
- Nepoužívejte v případě, že jste citlivá vůči jakékoli složce výrobku.
- Před použitím v každém případě konzultujte se svým lékařem, pokud trpíte některou z těchto chorob: porucha smyslových orgánů, krevního oběhu, Raynaud-syndromu anebo diabetes.
- Udržujte mimo dosah dětí, při pokojové teplotě.

Složení produktu:

Vnější vrstva z netkané textilie opatřená upevňovacím proužkem, hygienická vložka, chladicí sáček (krystaly dusičnanu amonného a čištěná voda).

Doporučené množství do porodnice: 1-5 ks

SK

Popis výrobku:

- Kombinácia jednorazového studeného obkladu a hygienickej vložky väčších rozmerov s vysokou savou účinnosťou a s upevňovacím prúžkom vhodná na obdobie po pôrode (2 v 1).
- Studený obklad šitý na mieru cielene upokojuje poranenú, citlivú oblasť hrádze, poskytuje príjemný, oslobodzujúci pocit v dňoch po pôrode.
- Pomáha pri zmenšovaní opuchu.
- Zmierňuje príznaky prípadných zápalov.
- Následkom chladu dochádza k zmierneniu krvácania.
- Napomáha rýchlejšej regenerácii.
- Praktická manipulácia bez zmrazovania.

Návod na použitie:

1. Pred použitím skladujte vložku pri izbovej teplote.
2. Silným tlakom vložku stlačte v uzavretom balení, ako by ste ju chceli zlomiť, tak dlho, kým bublina vo vnútri nepraskne (obr.a).
3. Traste obsahom balenia po dobu 5-10 sekúnd, kým vložka nezačne chladiť (obr.b).
4. Pre použitie odstráňte vonkajší obal a stiahnite lepiacu pásku (obr.c).
5. Chladiaci účinok trvá dlhšie ako 30 minút.
6. Určené na jednorazové použitie, po použití vyhodte.

Upozornenie:

- Len na vonkajšie použitie.
- V prípade náhodného požitia vypite jeden až dva poháre vody a vyhľadajte lekára.
- Udržujte mimo dosahu ohňa, otvoreného plameňa alebo horľavých materiálov.
- Chladiacu vložku netrhajte. Pokiaľ by sa tekutina v nej obsiahnutá dostala do styku s pokožkou, zasiahla oči alebo otvorenú ranu – opláchnite silným prúdom vody a vyhľadajte lekára.
- Výrobok nedávajte do chladničky, nakoľko pri použití môže následne chladiaca vložka spôsobiť omrzliny.
- Pokiaľ pred použitím zistíte presakovanie, výrobok okamžite vyhodte.
- Nepoužívajte v prípade, že ste citlivá voči akejkoľvek zložke výrobku.
- Pred použitím v každom prípade konzultujte so svojím lekárom, ak trpíte niektorou z týchto chorôb: porucha zmyslových orgánov, krvného obehu, Raynaud-syndrómu alebo diabetes.
- Udržujte mimo dosahu detí, pri izbovej teplote.

Zloženie produktu:

Vonkajšia vrstva z netkanej textílie s upevňovacím prúžkom, hygienická vložka, chladiace vrečko (kryštály dusičnanu amónneho a čistená voda).

Odporúčané množstvo do pôrodnice: 1-5 ks

MomCare Perineální léčivá pěna s vilínem a třezalkou tečkovanou
MomCare Perineálna liečivá pena s hamamelom a ľubovníkom bodkovaným

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Poskytuje okamžitou chladivou úlevu od bolesti tím, že se vstřebává přímo do bolavých míst, nikoli do vaty nebo intimní vložky. Vyrobeno z výtažků lékařského vilínu (50 %) a třezalky tečkované, které jsou známé svými protizánětlivými účinky, také obsahuje výtažky z heřmánku, mátový olej a vitamin E.

Poskytuje tak potřebnou úlevu po porodu a/nebo císařském řezu.

Bez vůní, barviv a konzervačních látek.

Použití:

Umyjte postižené místo pomocí intimní spršky, napumpujte penu přímo na chladicí vložku a užijte si okamžitou chladivou úlevu tam, kde ji nejvíce potřebujete.

Vlastnosti:

Zklidňuje citlivou perineální oblast nebo oblast císařského řezu * zmírňuje otok a svědění ran * regeneruje * doporučené použití: po porodu na snížení otoků a urychlení hojení perinea, hemoroidů a/nebo při císařském řezu * kosmetický přípravek * balení: 100 ml.

Upozornění:

Pouze k zevnímu použití. Zamezte styku s očima. V případě kontaktu důkladně vypláchněte vodou. Nepřekračujte doporučenou denní dávku, pokud lékař neurčí jinak. Výrobek nevnášejte prsty ani jinou pomůckou či aplikátorem do konečníku. Objeví-li se krvácení z konečníku, zhorší se zdravotní stav nebo se nezlepší do 7 dnů, přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při pokojové teplotě.

ID výroby a doba použití na obalu.

SK

Poskytuje okamžitú chladivú úľavu od bolesti tým, že sa vstrebáva priamo do boľavých miest, nie do vaty alebo intímnej vložky. Vyrobené z výťažkov lekárskeho hamamelu (50 %) a ľubovníka bodkovaného, ktoré sú známe svojimi protizápalovými účinkami, taktiež obsahuje výťažky z harmančeka, mäťový olej a vitamín E.

Poskytuje tak potrebnú úľavu po pôrode a/alebo cisárskom reze.

Bez vôní, farbív a konzervačných látok.

Použitie:

Umyte postihnuté miesto pomocou intímnej spršky, napumpujte penu priamo na chladiacu vložku a užite si okamžitú chladivú úľavu tam, kde ju najviac potrebujete.

Vlastnosti:

Upokojuje citlivú perineálnu oblasť alebo oblasť cisárskeho rezu * zmierňuje opuch a svrbenie rán* regeneruje * odporúčané použitie: po pôrode na zníženie opuchov a urýchlenie hojenia perinea, hemoroidov a/alebo pri cisárskom reze * kozmetický prípravok * balenie: 100ml .

Upozornenie:

Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu dôkladne vypláchnite vodou. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku, pokiaľ lekár neurčí inak. Výrobok nevnašajte prstami ani inou pomôckou či aplikátorom do konečníka. Ak sa objaví krvácanie z konečníka, zhorší sa zdravotný stav alebo sa nezlepší do 7 dní, prestaňte produkt používať a poraďte sa s lekárom. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc. Skladujte pri izbovej teplote.

ID výroby a doba použitia na obale.

MomCare Intimní sprška

MomCare Intímna sprška

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Ať už jde o přirozený porod nebo císařský řez, pro novou maminku v oslabeném stavu je často velmi obtížné se adekvátně očistit. Existuje však vysoké riziko infekce v důsledku čerstvých ran. Jednou z podmínek rychlé regenerace je (intimní) hygiena.

V procesu zotavení po porodu je přenosná sprška optimálním řešením pro (intimní) hygienu.

Použití:

1. Vyjměte z voděodolného obalu.
2. Odšroubujte (skládací) hlavu a nalijte vlažnou vodu do láhve.
3. Zavřete láhev a vysuňte trysku, dokud nezacvakne na své místo.
4. Zakryjte prstem vzduchovou pojistku umístěnou ve spodní části láhve, abyste zabránili úniku vody a otočte spršku dnem vzhůru.
5. Nad toaletou namířte trysku spršky na místo, které chcete očistit a uvolněte prst ze vzduchové pojistky. Proud vody můžete regulovat otevíráním/zavíráním vzduchové pojistky a stisknutím láhve můžete ovládat i jeho sílu.

Intimní spršku můžete používat po porodu v nemocnici, v období šestinedělí, během menstruace (i při použití menstruačního kalíšku), ale i při dlouhých cestách.

Obsah: 1 ks voděodolný obal, 1 ks 300 ml přenosná intimní sprška

SK

Či už ide o prirodzený pôrod alebo cisársky rez, pre novú mamičku v oslabenom stave je často veľmi ťažké sa adekvátne očistiť. Existuje však vysoké riziko infekcie v dôsledku čerstvých rán. Jednou z podmienok rýchlej regenerácie je (intímna) hygiena.

V procese zotavenia po pôrode je prenosná sprška optimálnym riešením pre (intímnu) hygienu.

Použitie:

1. Vyberte z vodeodolného vrecúška.
2. Odskrutkujte (skladáciu) hlavu a nalejte vlažnú vodu do fľaše.
3. Zatvorte fľašu a vytiahnite trysku, kým nezacvakne na svoje miesto.
4. Zakryte prstom vzduchovú poistku umiestnenú na dne fľaše, aby sa zabránilo úniku vody, a otočte fľašu hore dnom.
5. Nad toaletou nasmerujte sprchovú trysku na miesto, ktoré chcete vyčistiť, a uvoľnite prst zo vzduchové poistky. Prúd vody môžete regulovať otváraním/zatváraním vzduchové poistky a stlačením fľaše môžete ovládať aj jeho silu.

Intímnu spršku môžete používať po pôrode v nemocnici, v období šestonedelia, počas menštruácie (aj pri použití menštruačného kalíška), ale aj pri dlhých cestách.

Obsah: 1 ks vodeodolné vrecúško, 1 ks 300 ml prenosná intímna sprška

MomCare Poporodní kalhotky pro více použití 4ks

MomCare Popôrodné nohavičky na viacnásobné použitie 4ks

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Popis produktu:

Super mäkké a bezešvé, mají schopnost hladce kopírovat anatomické tvary těla, čímž je zajištěno pohodlné nošení. Navrženy s vysokým podpurným pasem, aby se neshrnovaly přes převaz v místě řezu během zotavování po císařském řezu. Chrání citlivé poporodní břicho a zároveň udržují poporodní vložky různých velikostí při zotavení na místě, aniž by bylo ohroženo vaše pohodlí. Díky pletené struktuře umožňují pokožce dýchat.

SPECIFIKACE : Vhodné pro období po porodu, pro maminky po normálním porodu i po císařském řezu.

Vlastnosti:

Ideální pro dny strávené v nemocnici • kraťasový styl • měkký, prodyšný a hygienický materiál bez latexu
• optimálně fixují MomCare IcePad Chladicí vložku a MomCare Poporodní hygienické vložky 18 ks • možnost prát až 50-krát na 60 stupňů nebo používat jednorázově.

SK

Popis produktu:

Super mäkké a bezšvové, hladko kopírujú anatomické tvary tela a zaručujú pohodlné nosenie. Sú navrhnuté s vysokým podpurným pásom, aby sa nezhrňali cez obväz v mieste rezu počas zotavovania po cisárskom reze. Chránia citlivé popôrodné bruško a zároveň udržiavajú popôrodné vložky rôznych

veľkosť na svojom mieste počas zotavovania bez toho, aby bolo ohrozené vaše pohodlie. Vďaka pletenej štruktúre umožňujú pokožke dýchať.

ŠPECIFIKÁCIA : Vhodné na obdobie po pôrode, pre mamičky po normálnom pôrode a po cisárskom reze.

Vlastnosti:

Ideálne na dni strávené v nemocnici • šortkový štýl • mäkký, priedušný a hygienický materiál bez latexu
• optimálne fixujú MomCare IcePad Chladiacu vložku a MomCare Popôrodné hygienické vložky 18 ks
• možno prať až 50-krát na 60 stupňov alebo používať jednorazovo.

MomCare Hřejivý bederní pás pro úlevu od porodních bolestí

MomCare Hřejivý bedrový pás na úľavu od pôrodných bolestí

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Návod k použití

1. Rozbalte pás a vyjměte jej z obalu. Pás se začne zahřívát 3–5 minut po kontaktu se vzduchem. Použijte ihned po otevření.
2. Během porodu přiložte hřejivou část pásu na bedra (během kojení či menstruace na břicho) a upravte elastický pás.
3. Užijte si teplo a úlevu po dobu přibližně 8 hodin. Pás můžete aplikovat přímo na kůži, přes poporodní kalhotky nebo na kojící košili.

Upozornění

- Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na poraněnou pokožku.
- Výrobek není vhodný pro malé děti, diabetiky a osoby s kožními alergiemi.
- Jednorázový výrobek – nepoužívejte opakovaně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nejedná se o zdravotnický prostředek ani náhradu léků – produkt neslouží k léčbě či prevenci nemocí.
- **Nepoužívejte v počátečních fázích těhotenství – pouze během porodu nebo po něm!**

Složení výrobku

Textilie: Lékařská netkaná textilie, elastický pás šetrný k pokožce.

Hřejivá vrstva: Dřevěné aktivní uhlí v prášku, železný prášek, vermikulit, absorpční pryskyřice, sůl, voda.

Rozměry: 13 cm x 107 cm

Skladujte v původním obalu, na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

SK

Návod na použitie

1. Rozbaľte pás a vyberte ho z obalu. Pás sa začne zahrievať 3–5 minút po kontakte so vzduchom. Použite ihneď po otvorení.
2. Počas pôrodu priložte hrejivú časť pásu na bedrá (počas dojčenia alebo menštruácie na brucho) a upravte elastický pás.
3. Užite si teplo a úľavu približne 8 hodín. Pás môžete aplikovať priamo na kožu, cez popôrodné nohavičky alebo na dojčiacu košeľu.

Upozornenie

- Iba na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na poranenú pokožku.
- Výrobok nie je vhodný pre malé deti, diabetikov a osoby s kožnými alergiami.
- Jednorazový výrobok – nepoužívajte opakovane.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nejedná sa o zdravotnícky prostriedok ani náhradu liekov – produkt neslúži k liečbe či prevencii chorôb.
- **Nepoužívajte v počiatočných fázach tehotenstva – iba počas pôrodu alebo po ňom!**

Zloženie výrobku

Textília: Lekárska netkaná textília, elastický pás šetrný k pokožke.

Hrejivá vrstva: Drevené aktívne uhlie v prášku, železný prášok, vermikulit, absorpčná živica, soľ, voda.

Rozmery: 13 cm × 107 cm

Skladujte v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

MomCare Probiotický intimní mycí gel **MomCare Probiotický intimní umývací gél**

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Popis produktu:

MomCare Probiotický intimní mycí gel pro péči v těhotenství a po porodu, probiotická terapie během těhotenství, po porodu a v období kojení. Složení ohleduplné k životnímu prostředí zajišťuje šetrnou hygienu intimních partií. Udrží přirozené pH pokožky s ohledem na její změněný stav vlivem hormonů. Zabraňuje podráždění a zarudnutí nebo je zklidňuje. Pravidelné používání snižuje záněty a brání pronikání škodlivých bakterií. Podporuje a posiluje ochrannou vrstvu pokožky. Dodává pocit svěžesti a pohodlí. Bez parfemace a konzervačních látek, veganský výrobek.

Návod k použití:

Používejte intimní mycí přípravek jako součást každodenní péče a to i několikrát denně.

Po použití opláchněte vodou.

TIP:

1. Napumpujte malé množství přípravku MomCare Probiotického mycího gelu na intimní hygienu do MomCare Intimní spršky a přilijte vlažnou nebo teplou vodu.
2. Našroubujte uzávěr spršky, vysuňte a upevněte trysku spršky a dobře protřepejte.
3. Podržte spršku dnem vzhůru a uvolněte vzduchový otvor, opláchněte intimní místa a jemně je osušte.

Složení:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Chloride, Inulin, Panthenol, Propanediol, Caprylhydroxamic Acid, Propylene Glycol, Extrakt z Hamamelis Virginiana (Vilín virginský), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Gluconolactone, Lysine, Xylitol, Glutamine, Piroctone Olamine, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Lactobacillus Ferment Lysate

Kosmetický přípravek : 200 ml

Vyrobena: v Maďarsku

Datum spotřeby: 3 roky

SK

Popis produktu:

MomCare Probiotický intimní umývací gel na starostlivost v tehotenstve a po pôrode, probiotická terapia počas tehotenstva, po pôrode a počas dojčenia. Zloženie ohľaduplné k životnému prostrediu zabezpečuje šetrnú hygienu intimných partií. Zachováva prirodzené pH pokožky s prihliadnutím na jej zmenený stav vplyvom hormónov. Zabraňuje podráždeniu a začervenaniu alebo ich zmierňuje. Pravidelné používanie znižuje zápal a zabraňuje prenikaniu škodlivých baktérií. Podporuje a posilňuje ochrannú vrstvu pokožky. Dodáva pocit sviežosti a pohodlia. Bez parfumácie a konzervačných látok, vegánsky výrobok.

Návod na použitie:

Používajte intimný umývací prípravok ako súčasť každodennej starostlivosti, a to aj niekoľkokrát denne. Po použití opláchnite vodou.

TIP:

1. Napumpujte malé množstvo MomCare Probiotického gélu na intímnu hygienu do MomCare Intímnej spršky a zalejte vlažnou alebo teplou vodou.
2. Naskrutkujte uzáver sprchy, vysuňte a upevnite sprchovú trysku a dobre pretrepte.
3. Podržte sprchovú hlavicu dnom nahor a uvoľnite vzduchový otvor, opláchnite intímne oblasti a jemne ich osušte.

Zloženie:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Chloride, Inulin, Panthenol, Propanediol, Caprylhydroxamic Acid, Propylene Glycol, Extrakt z Hamamelis Virginiana (Hamamel virgínsky), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Gluconolactone, Lysine, Xylitol, Glutamine, Piroctone Olamine, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Lactobacillus Ferment Lysate

Kozmetický výrobok: 200 ml

Vyrobené: v Maďarsku

Dátum spotřeby: 3 roky